



# Un antiseptique au large spectre d'activité

**Dakin**
**Cooper® stabilisé**

## Pour traiter le panaris

### LE PANARIS POINTÉ DU DOIGT

Le panaris est l'infection de la main la plus fréquente<sup>1,2</sup>.

Dakin Cooper® stabilisé bénéficie d'une forte activité létale sur les bactéries à gramme positif et négatif, bactéries notamment à l'origine du panaris (staphylocoques dorés, streptocoques, entérocoques...).

Cette pathologie étant très fréquente, il est important de rappeler que Dakin Cooper® stabilisé est à la portée de tous les patients, avec son format 250ml remboursé.

Format 250ml remboursé à 30% ➡



### LES BONS GESTES À EFFECTUER

**1 Nettoyer** la zone infectée au savon doux, humidifiée avec de l'eau



**2 Rincer** à l'eau, sécher avec une compresse



**3 Tremper** le doigt dans un bain de Dakin Cooper® stabilisé pur pendant 2 minutes, 1 fois par jour



### PANARIS EXCISÉS CHIRURGICALEMENT Remise en cause de l'antibiothérapie

La prise en charge du panaris n'est pas consensuelle. Les évaluations menées par le **Service de chirurgie de la main, hôpital Européen Georges Pompidou, Paris**, reviennent sur l'utilisation de l'antibiothérapie postopératoire.

Une évaluation des pratiques concernant le panaris et l'antibiothérapie post-opératoire a d'abord été effectuée, en envoyant un questionnaire à 131 chirurgiens<sup>1</sup>. En voici le constat : 34% des chirurgiens interrogés utilisent des antibiotiques en cas de panaris pulpaire non compliqués et 27% en cas de panaris péri-unguéal non compliqués. Or, l'antibiothérapie favorise la sélection de bactéries résistantes. De nombreux praticiens les utilisent pourtant de façon systématique.

Par ailleurs, les résultats d'une série de panaris opérés **sans utilisation d'antibiotique** en postopératoire ont été évalués<sup>2</sup>. Cette série prospective comprenait 46 patients (les patients immunodéprimés et diabétiques ayant été exclus). Il y avait 26 panaris péri-unguéaux et 20 panaris pulpaire. Tous les panaris ont été excisés chirurgicalement et **ont bénéficié uniquement de soin locaux**.

**Résultats = 45 CAS DE GUÉRISON SUR 46, SANS RÉCIDIVE**

*Conclusion : Les antibiotiques n'ont pas leur place dans la prise en charge des panaris pulpaire ou péri-unguéaux non compliqués sur un terrain non à risque.*

## DAKIN COOPER® STABILISÉ VOTRE ALLIÉ CONTRE LE PANARIS

Place du Dakin Cooper® stabilisé dans la stratégie thérapeutique : « Sur peau lésée, cette spécialité a une place limitée dans la stratégie thérapeutique qui repose sur les soins quotidiens à l'eau et au savon ordinaire. Sur peau saine, les antiseptiques en solution alcoolique, povidone iodée alcoolique ou chlorhexidine alcoolique, doivent être privilégiés par rapport aux solutions aqueuses ou faiblement alcooliques, exceptés chez l'enfant de moins de 30 mois où DAKIN peut être utilisé en première intention. DAKIN a une place importante dans la prise en charge des accidents d'exposition au sang » HAS - Commission de la Transparence - Avis du 19 février 2014.

(1) Delgrande D., Pierrat J., Mamane W., Tordjman D., Masmejean E., Panaris et antibiothérapies postopératoire : évaluation des pratiques, Chirurgie de la Main, Vol 33, Issue 6 - Décembre 2014, pp 420

(2) Delgrande D., Pierrat J., Mamane W., Tordjman D., Masmejean E., Inutilité des antibiotiques en postopératoire dans la prise en charge des panaris : série prospective de 46 cas, Chirurgie de la Main, Vol 33, Issue 6 - Décembre 2014, pp 420.

**DAKIN COOPER® STABILISÉ, solution pour application locale en flacon. COMPOSITION :** solution concentrée d'hypochlorite de sodium, quantité correspondant à chlore actif 0,500 g pour 100 ml de solution pour application locale. **Excipients :** permanganate de potassium, dihydrogenophosphate de sodium dihydraté, eau purifiée. **FORME PHARMACEUTIQUE :** solution pour application locale. **DONNÉES CLINIQUES : Indications thérapeutiques :** Antiseptique de la peau, des muqueuses et des plaies. Les agents à visée antiseptique ne sont pas stérilisants, ils réduisent temporairement le nombre de micro-organismes. **Posologie et mode d'administration :** Les applications locales de DAKIN COOPER® STABILISÉ se font, sans dilution : soit en lavages, en bains locaux ou en irrigations ; soit en compresses imbibées ou en pansements humides. Renouveler le traitement selon les besoins. **Contre-indications :** Hypersensibilité connue à la substance active ou à l'un des excipients. Ne pas appliquer dans l'œil. **Mises en garde spéciales :** Usage externe. Irritation possible sous pansement occlusif. Un passage transcutané ne peut être exclu dans certaines situations (pansement occlusif). **Précautions d'emploi :** Dès l'ouverture du conditionnement d'une préparation à visée antiseptique, une contamination microbienne est possible. Ne pas avaler. Ne pas laisser à la portée des enfants. **Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions :** Les données disponibles à ce jour ne laissent pas supposer l'existence d'interactions cliniquement significatives. **Fertilité, grossesse et allaitement :** Compte tenu des données disponibles, l'utilisation chez la femme enceinte ou qui allaite est possible. **Effets indésirables :** Les effets indésirables rapportés avec DAKIN COOPER® STABILISÉ sont répertoriés ci-dessous par Système Organe Classe et par fréquence. Les fréquences sont définies selon les catégories suivantes : rare (≥ 1/10000 à < 1/1000) et fréquence indéterminée (ne peut pas être estimée sur la base des données disponibles). - **Affections de la peau et du tissu sous-cutané :** fréquence indéterminée : sensation de brûlure ou d'irritation de la peau uniquement sur peau lésée (plaies importantes, chirurgie gynécologique), ne justifiant généralement pas l'arrêt du traitement. Irritation cutanée sous occlusion prolongée. - **Troubles généraux et anomalies au site d'administration :** fréquence indéterminée : brûlure au site d'application. **Déclaration des effets indésirables suspects :** La déclaration des effets indésirables suspects après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice / risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr). **Surdosage :** En cas d'ingestion accidentelle, l'antidote est le bicarbonate de sodium. **PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES : Propriétés pharmacodynamiques :** Classe pharmacothérapeutique : ANTISEPTIQUE LOCAL, code ATC : D08AX07. Antiseptique local du groupe chimique des chlorés à large spectre d'activité : bactéricide, fongicide, virucide. Improprie à la désinfection du matériel médico-chirurgical. Les matières organiques (protéines, sérum, sang) diminuent l'activité antiseptique. **Propriétés pharmacocinétiques :** Il n'y a pas d'étude de pharmacocinétique disponible sur ce produit à usage local ponctuel. Cependant un passage transcutané ne peut être exclu dans certaines situations : sur une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau lésée (notamment brûlée). **Données de sécurité préclinique :** Une étude chez le lapin a permis de démontrer la bonne tolérance cutanée de DAKIN COOPER® STABILISÉ. De même, une étude a été conduite chez le rat femelle afin de vérifier sa tolérance sur la muqueuse vaginale ainsi que chez le lapin afin de vérifier sa tolérance sur la muqueuse rectale. Les examens macroscopiques et anatomopathologiques n'ont montré aucune modification de la muqueuse vaginale et ont relevé des lésions mineures de la muqueuse rectale. **DONNÉES PHARMACEUTIQUES : Incompatibilités :** compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation), l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques ou de savon est à éviter sans un rinçage soigneux intermédiaire. **Durée de conservation :** flacons de 250 ml et 500 ml : 24 mois, flacons de 60 ml et 125 ml : 18 mois. **Précautions particulières de conservation :** à conserver à une température ne dépassant pas 25°C. **NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ :** 3400934117848 : 60 ml en flacon (PEHD / dioxyde de titane / noir de charbon) ; 3400936772755 : 125 ml en flacon (PEHD / dioxyde de titane / noir de charbon) ; 3400933145262 : 250 ml en flacon (PEHD / dioxyde de titane / noir de charbon) ; 3400933145323 : 500 ml en flacon (PEHD / dioxyde de titane / noir de charbon). **CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE :** Médicament non soumis à prescription médicale. Flacon de 250 ml : Remb. Sec. Soc à 30 % - Agréé Collectivités - Prix : 2,02 € (Hors honoraires de dispensation). Flacons de 60 ml et 500 ml : Non remb. Sec.Soc. - Agréés Collectivités. Flacon de 125 ml : Non remb. Sec. Soc. - Non Agréé Collectivités. **DATE DE RÉVISION :** Janvier 2019.